



ASPIJECT®

Active

Siringa di iniezione per infiltrazioni e blocco anestetico con aspirazione attiva

ISTRUZIONI PER L'USO

ISTRUZIONI PER L'USO

1.

Utilizzando lo stantuffo, tirare completamente indietro il fermo della cartuccia caricato a molla per creare lo spazio necessario in cui inserire la cartuccia.

2.

Con il pollice e l'indice di una mano tenere la cartuccia in posizione per impedire che ruoti e con l'altra mano ruotare lo stantuffo di un quarto o mezzo giro (in senso orario) in modo che i ganci spiraliformi si innestino nell'estremità della cartuccia.

3.

Si ottiene l'aspirazione tirando indietro attivamente lo stantuffo.

4.

Rimuovere la cartuccia eseguendo le operazioni summenzionate in sequenza contraria.

MANUTENZIONE DELLA SIRINGA

Come tutti gli strumenti in acciaio inox, la siringa deve essere accuratamente pulita prima dalla sterilizzazione (la soluzione anestetica è fortemente acida).

Quando necessario lubrificare il pistone con olio di silicone.

La siringa può essere sterilizzata con qualsiasi sistema (max 200°C/392°F).

GARANZIA

ASPIJECT® ha una garanzia di 5 anni. Eventuali danni causati da una inadeguata manutenzione o da una scorretta manipolazione non sono coperti da garanzia.

PRODUTTORE

RØNVIG Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Denmark

Tel.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98

E-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com

I

